

菌落计数器

二年免费零件服务

产品特点

- ◆ 倒退计数键
Galaxy 230 菌落计数器有特殊设计的倒退计数键，如不慎误点可以马上退回，以防止重复计数。
- ◆ 适用多种培养皿
Galaxy 230 菌落计数器可适用多种培养皿尺寸，最广泛可至 60mm 或 90mm~150mm可调。
- ◆ 压感式设计
Galaxy 230 菌落计数器采用压力感应式，可用各种计数笔，不破坏样品，没有污染的疑虑。
- ◆ 国际安全认证
欧盟CE安全认证

产品应用


- ◆ 总生菌数
- ◆ 大肠杆菌数

订购资讯

175200-11(22)
Galaxy 230 菌落计数器
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

175300-11(22)
Galaxy 230 菌落计数器
(包含专用软体和电脑连接线)
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

175300-12
Galaxy 230 专用软体和电脑连接线



Galaxy 230 专用软体
全球首创的 Galaxy230 应用软体功能，除了可储存所有的实验数据，同时也可帮您换算稀释倍率并做成报告的型态列印出各种数据。(此产品为选配)

产品规格

型号	Galaxy 230
显示萤幕	4位数(0-9999)LED
放大倍数	2~3倍
培养皿尺寸	直径60mm及90~150mm(可调整)
归零键	Yes
倒退计数键	Yes
灯源	环型日光灯灯管
压力敏感度调整	可调整
计数声响调整	可调整
输出	RS232
尺寸(LxWxH)	34.6 x 31.3 x 36 cm
净重	5.2 kg

菌落计数器

二年免费零件服务

产品特点


- ◆ 4面显示窗
Galaxy 330 具有一大三小，四个显示萤幕，可同时显示当次及前三个计数值。
- ◆ 多重平均功能
Galaxy 330 菌落计数器可储存 100 组计数数值，并可对样本直接计算二重复、三重复以上之多重平均。
- ◆ 倒退计数功能
配置倒退计数键，如不慎误点可马上退回，以防重复计数。
- ◆ 适用多种培养皿
适用多种培养皿尺寸，最广泛可至60mm 或 90mm~150mm。
- ◆ 压感式设计
Galaxy 330 菌落计数器采用压力感应式，可用各种计数笔，不破坏样品，没有污染的疑虑。
- ◆ 国际安全认证
欧盟CE安全认证

产品应用

- ◆ 总生菌数
- ◆ 大肠杆菌数

订购资讯

175330-01
Galaxy 330 菌落计数器
175331-01
Galaxy 330 菌落计数器
(包含专用软体和电脑连接线)
175330-12
Galaxy 330 专用软体配件组
(含 USB flash (8G) 和电脑连接线)



Galaxy 330 专用软体
更新一代的 Galaxy 330 应用软体，除可换算稀释倍率并储存所有的实验数据，同时能够针对资料进行新增与删除，并协助做成报告的型态，列印出数据以方便使用与审查。(此产品为选配)

产品规格

型号	Galaxy 330
显示萤幕	3位数(0-999)LED面板<共 4 组>
放大倍数	2~3倍
培养皿尺寸	直径60mm及90~150mm(可调整)
记忆体	100组
平均功能	Yes
归零键	Yes
倒退计数键	Yes
灯源	LED 灯 (可调整亮度)
压力敏感度调整	可调整
计数声响调整	可调整
输出	USB
尺寸(LxWxH)	35.1 x 30.2 x 37 cm
净重	5.6 kg